



**1 EN Parts listing / ES Piezas / FR Pièces / IT Pezzi / DE Stücke**

**A**  
Seat  
Asiento  
Siège  
Sedile  
Sitz




**B + C**  
Seat supports


Barras para el asiento  
Barres pour le siège  
Barre per il sedile  
Sitzstangen




**D + E**  
Armrests  
Reposabrazos  
Accoudoirs  
Braccioli  
Armlehne



**F**  
Bolts with washers  
Tornillos con arandelas  
Vis avec rondelles  
Viti con rondelle  
Schrauben mit Unterlegscheiben



**2 EN How to make the assembly / ES Montaje / FR Assemblage / IT Montaggio / DE Montage**



INSTRUCTION MANUAL FOR SHOWER CHAIR/MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA SILLA DE BAÑO  
MANUEL D'UTILISATION - CHAISE DE TOILETTE/MANUALE D'ISTRUZIONI PER SEDIA DA BAGNO  
ANWEISUNGEN FÜR DUSCHHOCKER  
Model/Modelo/Modèle/Modello/Modelle: ACUEDUCTO

### ENGLISH

Read carefully these instructions before the patient uses this shower chair Acueducto and keep them for future reference.

Do not use as a step to climb on.

To adjust the height of the seat press the spring plunger on the leg and slide the leg out to the desired height making sure that the spring plunger relocates in one of the holes. This process must be carried out to all four legs and they must be at the same setting for safety.

Maximum patient weight: 100 kg

Remove the dirtiness with a wet cloth and neutral soap and then dry. Do not use aggressive or abrasive chemical cleaners as they can damage the product.

At the end of its lifetime, get rid of the product in a responsive way.

### ESPAÑOL

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar esta silla de baño modelo Acueducto y consérvelas como referencia.

No se ponga de pie sobre la silla.

Para ajustar la altura de la silla presione el émbolo de ajuste de la pata y deslícela hasta la altura deseada. Asegúrese también de que el émbolo de ajuste queda bien colocado dentro de uno de los orificios. Este proceso debe repetirse con las cuatro patas y todas deben quedar a la misma altura por su seguridad.

Peso máximo del usuario: 100 kg

Elimine la suciedad con un paño húmedo y jabón neutro y luego séquela. No utilice limpiadores químicos agresivos ni abrasivos para no dañar el producto.

Cuando termine su vida útil, deseche el producto de la forma adecuada.

### FRANÇAIS

Lisez attentivement ces instructions avant que le patient utilise la chaise de toilette Acueducto et conservez-les pour des prochaines consultations.

N'utilisez jamais ce produit comme un marchepied.

Pour ajuster la hauteur du siège, appuyez sur le poussoir à ressort sur le pied et faites glisser le pied jusqu'à la hauteur désirée en vous assurant que le poussoir à ressort se place bien dans l'un des trous. Ce processus doit être effectué sur les quatre pieds et ils doivent être à la même hauteur pour votre sécurité.

Poids patient maximum : 100 kg

Enlevez la saleté avec un tissu humide et savon neutre, et après séchez-le. N'utilisez pas de nettoyants chimiques agressifs ou abrasifs. Ils peuvent abimer le produit.

À la fin de sa vie, débarrassez-vous du produit de manière responsable.

### ITALIANO

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare la sedia da bagno Acueducto e di conservare queste istruzioni per future consultazioni.

Non usare come uno sgabello per salirci sopra.

Per regolare l'altezza del sedile, premere il bottone corrispondente sulla gamba e fare scorrere la gamba all'altezza desiderata assicurandosi che il pistone della molla trasferisce in uno dei buchi. Questo processo deve farsi per tutte le quattro gambe e deve farsi con la stessa impostazione per sicurezza.

Peso massimo supportato: 100 kg

Utilizzare esclusivamente un panno umido e del sapone neutro. Successivamente asciugare bene prima dell'utilizzo. Non pulire la sedia con prodotti abrasivi per evitare di danneggiarla.

Smaltire adeguatamente il prodotto al termine della sua vita.

# MOBICLINIC

### DEUTSCH

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig vor Verwendung des Duschhockers, Modell Acueducto, durch und bewahren Sie sie für künftige Verwendungen auf.

Verwenden Sie sie nicht als Trittbrett.

Um die Sitzhöhe zu regulieren, drücken Sie den Verstellkolben des Beins und stellen Sie das Bein auf die gewünschten Höhe. Stellen Sie sicher, dass der Verstellkolben korrekt in die Öffnung passt. Diesen Vorgang mit den 4 Stuhlbeinen durchführen, damit der Duschhocker sicher steht.

Maximale Belastung: 100 kg

Entsorgen Sie den Schmutz mit einem nassen Tuch und Neutralseife wenn notwendig, denn trocknen Sie den Duschhocker. Bitte verwenden Sie keine aggressiven oder abrasiven chemischen Reiniger; sie können den Duschhocker beschädigen.

Bitte entsorgen Sie das Produkt auf korrekte Art und Weise nach Beendigung der Laufzeit.



GUANGDONG DAYANG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.  
Changhongling Industrial Park (2<sup>nd</sup> Phase),  
Shishan, Nanhai District, Foshan, Guangdong, PRC

EC REP Legal Representative Inside EU/Representante  
legal en la UE  
SUNGO EUROPE B.V.  
Olympisch Stadion 24,  
1076DE Amsterdam, Netherlands

MOBICLINIC  
Distributed by/Distribuido por:  
MOBICLINIC S.L.  
Polígono Industrial Fridex, 38-39, 41500  
Alcalá de Guadaira, (Sevilla), Spain  
Imported by/Importado por: Grupo R. Queraltó S.A.  
Polígono Industrial El Pino, Calle Pino Albar, 24,  
41016, Sevilla (Spain)

