

Models/Modelos: Ebro, Arroyo, Muelle, Guadalquivir, Puente.

Última revisión: 14 de Abril 2021
Last revision date: April 14th 2021

1

EN Parts listing/ES Componentes/ FR Pièces/IT Componenti/DE Lieferumfang

Pot	Cubeta	Pot	Contentore	Toiletteneimer
Tools	Herramientas	Outils	Attrezzi	Werkzeug
Main frame	Estructura principal	Structure principale	Telaio	Hauptrahmen
Seat	Asiento	Siège	Sedile	Sitz
Seat cover	Tapa del asiento	Couvercle	Coperchio	Sitzdeckel

2

EN Assembly/ES Montaje/ FR Montage/IT Montaggio/DE Montage

<p>1, EN Open the box, take out all parts from the polybag. ES Abra la caja y saque todos los componentes de la bolsa de plástico. FR Ouvrez la boîte et retirez tous les éléments de l'emballage plastique. IT Aprire la scatola e rimuovere i pezzi dalla bustina di plastica. DE Öffnen Sie der Verpackung und entfernen Sie alle Verpackungsteile.</p>
<p>2, EN Fixing the pot Unfold the main frame and put the pot either from top or from the front of the main frame. ES Ajustar la cubeta Despliegue la estructura principal y coloque la cubeta por arriba o por la parte delantera de la estructura. FR Mettre le pot Dépliez la structure principale et mettez le pot soit depuis le haut soit depuis le devant de la structure principale. IT Preparare il contenitore Aprire il telaio ed inserire il contenitore dall'alto o dalla parte anteriore della struttura. DE Stellung des Toiletteneimeres Entfalten Sie den Hauptrahmen und stellen Sie den Toiletteneimer von oben oder von vorne des Rahmes.</p>
<p>3, EN Fixing the seat Place the seat with the small side facing the front. And press down the clamp to fix the seat on the frame. ES Ajustar el asiento Coloque el asiento con el lado más pequeño mirando hacia el frente y presione la pinza para encajar el asiento a la estructura. FR Ajuster le siege Placez le siège avec le côté plus petit faisant face à la partie frontale et appuyez pour fixer le siège à la structure. IT Sistemare il sedile Posizionare il sedile con il lato più piccolo di fronte e premere sulle estremità per far incastrare i ganci del sedile al telaio. DE Sitzverstellung Stellen Sie den Sitz mit der kürzeren Seite nach vorne zeigend. Drücken Sie des Klemmes zur Sitzbefestigung an dem Rahmen.</p>

4,

EN Fixing the seat cover

Place the seat cover on the top of the seat with the small side also facing the front. Adjust the position to make sure that the two clamps of the seat cover are parallel to the seat clamp. Press it down to fix it to the frame.

ES Ajustar la tapa del asiento

Coloque la tapa del asiento encima del asiento y con la parte más pequeña también mirando hacia el frente. Ajuste la posición y asegúrese de que las dos pinzas de la tapa del asiento quedan paralelas a las pinzas del asiento. Presione hacia abajo para encajarla en el armazón.

FR Mettre le couvercle

Placez le couvercle au-dessus du siège avec le côté le plus petit faisant face au devant. Ajustez la position afin d'être sûr que les deux clips du couvercle soient bien parallèles aux clips du siège.

Appuyez pour le fixer à la structure.

IT Sistemare il coperchio del sedile

Posizionare il coperchio del sedile sul sedile stesso, sempre con il lato più piccolo di fronte. Aggiustare la posizione e controllare che i due ganci del coperchio del sedile siano paralleli ai ganchi del sedile stesso. Premere verso il basso per incastrare i ganci al telaio.

DE Deckel Befestigung

Stellen den Deckel auf dem Sitz mit der kürzeren Seite nach vorne zeigend. Passen Sie den Sitzstellung an und vergewissern Sie sich, dass die Klemmen des Sitzdeckel parallel zur der Deckelklemmen. Drücken Sie nieder um der Sitz in den Rahmen einzusetzen.

EN CONDITIONS FOR USE OF THE PRODUCT: Chair for domestic use, please don't use it in wet environment or permanently outdoor if you want to extend their service life.

ES CONDICIONES DE USO DEL PRODUCTO: Silla para uso doméstico, por favor no la use en un ambiente húmedo o la deje en el exterior, si quiere extender su vida de uso.

EN MAINTANCE: Clean the product only with soap water. Don't use any chemical substance and protect it from unfavorable weather (wind, freeze...)

ES MANTENIMIENTO: Limpie el producto con jabón y agua. No use ninguna sustancia química y proteja el producto de las malas condiciones ambientales, ya que pueden afectarle de forma negativa (viento, frío...)

EN Weight capacity: 100kg.

ES Peso máximo soportado: 100 kg.


FR Poids maximum supporté: 100 kg.

IT Capacità massima: 100 kg.

DE Belastbarkeit: 100kg.



GUANGDONG DAYANG MEDICAL TECHNOLOGY CO. LTD.
Changhongling Industrial Park (2nd Phase),
Shishan, Nanhai District, Foshan, Guangdong, PRC



Legal representative inside EU/Representante Legal en la UE:
SUNGO Europe B.V.
Olympisch Stadion 24, 1076DE, AMSTERDAM, NETHERLAND

 **MOBICLINIC**

Distributed by/Distribuido por:
MOBICLINIC S.L.

Polígono Industrial Fridex, 38-39, 41500
Alcalá de Guadaíra, (Sevilla), Spain

Imported by/Importado por: Grupo R. Queraltó S.A.
Polígono Industrial El Pino, Calle Pino Albar, 24,
41016, Sevilla (Spain)



 **MOBICLINIC**
Spanish Leading Company Since 1985