

ESPAÑOL

Componentes

- 1. Cubeta
- 2. Estructura principal
- 3. Asiento
- 4. Tapa del asiento
- + Herramientas

Montaje

- 1. Abra la caja y saque todos los componentes de la bolsa de plástico.
- 2. Para ajustar la cubeta, despliegue la estructura principal y coloque la cubeta por la parte trasera de la estructura.
- 3. Para ajustar el asiento, colóquelo el asiento con el lado más pequeño mirando hacia el frente y presione la pinza para encajar el asiento a la estructura.
- 4. Para ajustar la tapa del asiento, coloque la tapa del asiento encima del asiento y con la parte más pequeña también mirando hacia el frente. Ajuste la posición y asegúrese de que las dos pinzas de la tapa del asiento quedan paralelas a las pinzas del asiento. Presione hacia abajo para encajarla en el armazón.

Peso máximo soportado: 100 Kg

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para la limpieza del producto, utilice un paño ligeramente húmedo, nunca mojado, y asegúrese de secarlo posteriormente con otro paño limpio y seco. No utilice disolventes, blanqueadores, detergentes sintéticos, esmaltes de ceras, aerosoles u otros abrasivos que puedan dañar su producto.



TIMÓN

ENGLISH

Parts listing

- 1. Pot
- 2. Main frame
- 3. Seat
- 4. Seat cover
- + Tools

Assembly

- 1. To open the box, take out all parts from the polybag.
- 2. to fix the pot, unfold the main frame and put the pot from the back of the main frame.
- 3. To fix the seat, place the seat with the small side facing the front and press down the clamp to fix the seat on the frame.
- 4. To fix the seat cover, place the seat cover on the top of the seat with the small side also facing the front. Adjust the position to make sure that the two clamps of the seat cover are parallel to the seat clamp. Press it down to fix it to the frame.

Weight capacity: 100Kg

CLEANING AND MAINTENANCE

To keep your product clean, you can wipe down the surfaces with a damp cloth, never wet! After that and as a part of your product cleaning, be sure to dry everything thoroughly. Do not use solvents, bleaches, synthetic detergents, wax glazes, sprays or other abrasive products which may damage it.



MAR

FRANÇAIS

Liste des pièces

- 1. Pot
- 2. Structure principale
- 3. Siège
- 4. Couvercle
- + Outils

Montage

- 1. Ouvrez la boîte et sortez tous les éléments de l'emballage plastique.
- 2. Placer le pot : dépliez la structure principale et placez le pot à l'arrière de la structure.
- 3. Ajuster le siège : placez le siège avec le côté plus petit vers l'avant et appuyez pour fixer le siège à la structure.
- 4. Mettre le couvercle : placez le couvercle au-dessus du siège avec le côté le plus petit vers l'avant. Ajustez la position afin d'assurer que les deux clips du couvercle soient bien parallèles aux clips du siège. Appuyez pour le fixer à la structure.

Poids supporté : 100 Kg

L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE

Pour nettoyer le produit, utilisez un chiffon légèrement humide, jamais mouillé, et veillez à le sécher plus tard avec un autre chiffon propre et sec. N'utilisez pas de solvants, d'eau de Javel, de détergents synthétiques, de cires à polir, de sprays ou d'autres abrasifs qui pourraient endommager votre produit.



VELERO

**ITALIANO****Componenti**

1. Contenitore
2. Telaio
3. Sedile
4. Coperchio
- + Attrezzi

**Montaggio**

1. Aprire la scatola e rimuovere i pezzi dall'imballaggio in plastica
2. Preparare il contenitore. Aprire la struttura e collocare la bacinella inserendola dalla parte posteriore della sedia.
3. Sistemare il sedile; posizionarlo il sedile con il lato più piccolo di fronte e premere sulle estremità per far incastrare i ganci//al telaio.
4. Sistemare il coperchio del sedile. Posizionare il coperchio del sedile sul sedile stesso, sempre con il lato più piccolo di fronte. Aggiustare la posizione e controllare che i due ganci del coperchio del sedile siano paralleli ai ganchi del sedile stesso. Premere verso il basso per incastrare i ganci al telaio.

**Capacità massima: 100 Kg****MANUTENZIONE E PULIZIA**

Per pulire il prodotto, utilizzare un panno leggermente umido, mai bagnato, e assicurarsi di asciugarlo successivamente con un altro panno pulito e asciutto. Non utilizzare solventi, candeggina, detergenti sintetici, cere, spray o altri abrasivi che possono danneggiare il prodotto.

**TIMÓN****DEUTSCH****Lieferumfang**

1. Toiletteneimer
2. Hauptrahmen
3. Sitz
4. Sitzdeckel
- + Werkzeug

**Montage**

1. Öffnen Sie der Verpackung und entfernen Sie alle Verpackungsteile.
2. Toiletteneimeranpassung: Entfalten Sie die Hauptstruktur und stellen Sie den Eimer in den hinteren Teil der Struktur.
3. Sitzverstellung: Stellen Sie den Sitz mit der kürzeren Seite nach vorne zeigend. Drücken Sie des Klemmes zur Sitzbefestigung an dem Rahmen.
4. Deckelverstellung: Setzen Sie den Sitzbezug auf die Oberseite des Sitzes, wobei die kleine Seite ebenfalls nach vorne zeigt. Passen Sie den Sitzstellung an und vergewissern Sie sich, dass die Klemmen des Sitzdeckel parallel zur der Deckelklemmen. Drücken Sie nieder um der Sitz in den Rahmen einzusetzen.

**Belastbarkeit: 100kg****WARTUNG UND REINIGUNG**

Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein leicht feuchtes, niemals nasses Tuch und trocknen Sie es später mit einem anderen sauberen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Bleichmittel, synthetische Reinigungsmittel, Wachspolituren, Sprays oder andere Scheuermittel, die Ihr Produkt beschädigen könnten

**MAR****PORTUGUÊS****Listado de peças**

1. Balde
2. Estrutura principal
3. Assento
4. Tampa do assento
- + Ferramentas

**Montagem**

1. Abra a caixa e retire todos os componentes do saco de plástico.
2. Ajustar o Balde. Destaque a estrutura principal e coloque o balde na parte traseira da estrutura.
3. Ajustar o assento. Coloque o assento com o lado mais pequeno virado para a frente e pressione a pinça para se encaixar o assento à estrutura.
4. Ajustar a tampa do assento. Coloque a tampa do assento por cima do assento e com a parte mais pequena também virada para a frente. Regule a posição e verifique que as duas pinças da tampa do assento ficam paralelas às pinças do assento. Pressione para baixo para a encaixar na armação.

**Peso máximo suportado: 100 kg****MANUTENÇÃO E LIMPEZA**

Para limpar o produto, utilizar um pano ligeiramente húmido, nunca molhado, e não esquecer de o secar mais tarde com outro pano limpo e seco.

Não utilize solventes, lixívia, detergentes sintéticos, vernizes de cera, sprays ou outros abrasivos que possam danificar o seu produto

**VELERO**

**GUANGDONG KAIYANG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD**  
1 of No.21, The 3rd Hongling Road, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China  
**Legal Representative Inside EU/Representante legal en la UE**  
SUNGO EUROPE B.V.  
Olympisch Stadion 24,  
1076DE Amsterdam, Netherland

**MOBICLINIC**  
Distributed by/Distribuido por:  
MOBICLINIC S.L.  
Poligono Industrial Fridex, 38-39, 41500 Alcalá de Guadaira, (Sevilla), Spain  
Imported by/Importado por: Grupo R. Queraltó S.A.  
Poligono Industrial El Pino, Avenida Pino Albar, 24, 41016, Sevilla (Spain)