

## ESPAÑOL

### Piezas e imágenes

1. Tornillos
2. Arandelas
3. Llaves
4. Respaldo
5. Barras para el respaldo
6. Asiento
7. Barras para el asiento

## ENGLISH

### Parts listing and images

1. Bolts
2. Washers
3. Key
4. Backrest
5. Backrest supports
6. Seat
7. Seat support

## FRANÇAIS

### Pièces et images

1. Vis
2. Rondelles
3. Clé
4. Dossier
5. Barres pour le dossier
6. Siège
7. Barres pour le siège



### Montaje

1. Abra el paquete y extraiga todas las piezas de la bolsa
2. Coloque las arandelas en los tornillos.
3. Coloque el asiento sobre una silla y ponga la parte superior mirando hacia abajo. Coloque las barras del asiento en las ranuras e introduzca el tornillo corto en el orificio del centro donde se cruzan ambas patas. Asegure el tornillo con la llave.
4. Si se trata de los modelos Olivo o Marisma, deberá montar el respaldo. Cada barra del respaldo cuenta con dos orificios en cada extremo. Compruebe el extremo con mayor distancia entre los agujeros y coloque este extremo sobre las barras del asiento y asegure con los tornillos.
5. Ponga la silla de baño en el suelo y fije las barras del respaldo al respaldo con los tornillos.

**Nota:** utilice la llave incluida para fijar los tornillos. Peso máximo soportado: 100 kg.

Cuidado y mantenimiento: limpie el producto únicamente con jabón y agua, no utilice ninguna sustancia química. Protéjalo de condiciones climáticas desfavorables.

Destinado a uso doméstico, no usar en ambiente húmedo o de forma permanente en el exterior si se desea ampliar la duración del producto.

### How to make the assembly

1. Open the packing and take out all parts from the polybag.
2. Put the washer in the screws.
3. Place the seat on a chair with upside down and place the seat supports on the slots. Put the short bolt into the hole in the center where two leg pipes cross and lock the bolt with the tool.
4. If your model is Olivo or Marisma, you must assembly the backrest. There are two holes on each end of the backrest supports. Check the end with bigger distance between two holes and place this end on to the seat supports and lock it with bolts.
5. Put the shower chair on the floor and put the backrest and backrest tubes together with the bolts.

**Remark:** Lock all bolts with the key available from the tool kit. Weight capacity: 100kg.

Care and maintenance: clean the product only with soap and water, do not use any chemical substance. Protect from unfavourable weather.

Intended for domestic use, please do not use in wet environment or permanently outdoor if you want to extend their service life.

### Assemblage

1. Ouvrez le paquet et retirez toutes les pièces de la bourse.
2. Placez la rondelle sur la vis.
3. Placez le siège sur une chaise et mettez la partie supérieure vers le bas. Placez les barres du siège dans les rainures et introduisez la vis courte dans le trou central où les deux pieds de chaise se croisent. Resserrez le trou avec la clé.
4. S'il s'agit des modèles Olivo ou Marisma, vous devrez assembler le dossier. Chaque barre du dossier a deux trous à chaque extrémité. Choisissez l'extrémité dont les trous sont plus éloignés et placez cette extrémité sur les barres du siège. Ensuite, serrez les vis.
5. Mettez la chaise de toilette au sol et fixez les barres du dossier au dossier avec l'aide des vis.

**Important:** utilisez la clé qui est incluse pour fixer les vis. Poids maximum supporté : 100 kg.

Entretien et maintenance nettoyez le produit uniquement avec de l'eau et du savon. N'utilisez aucune substance chimique. Protégez-le des conditions météorologiques défavorables.

Destiné à un usage domestique, ne pas utiliser dans un environnement humide ou à l'extérieur en permanence si vous souhaitez prolonger la durée du produit.



### Aviso

Aviso al usuario y/o paciente: cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado Miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente.

### Indicaciones

- Está diseñada para los ancianos, los pacientes, los débiles y los discapacitados, como silla de ducha.
- Se debe utilizar en interiores en una superficie plana y lisa.
- Compruebe regularmente que todos los tornillos y tuercas estén bien apretados. Y asegúrese de que las cuatro patas están tocando el suelo en el mismo nivel.
- Capacidad de peso 100kgs.

### Consejos y precauciones

- A menos que se especifique, no ajuste, monte o desmonte la silla de ducha con un usuario sentado. Sólo ajuste, monte o desmonte la silla cuando ésta no esté ocupada.
- No incline su cuerpo fuera de la silla, para evitar que ésta se vuelque.
- No cambie la posición de sentado cuando se eche hacia atrás, de lo contrario podría provocar el vuelco de la silla.
- Empuje el asiento por ambos lados para levantarse. No empuje sólo un lado.
- Después de usar la silla de ducha, límpiela con un paño seco. Evite el contacto directo con productos químicos corrosivos

### Notice

Aviso al usuario y/o paciente: cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado Miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente.

### Indications

- It is designed for the old, the patient, the weak, and disabled, as a shower chair.
- To be used indoors on a flat, smooth surface.
- Check regularly that all nuts and bolts are tightened securely. And make sure all four legs are touching the floor at the same level.
- Weight capacity 100kgs.

### Tips and precautions

- Unless it is specified, do not adjust, assemble or disassemble the shower chair with a user seated. Only adjust, assemble or disassemble the chair when the chair is not occupied.
- Do not tilt your body out of the chair, to avoid the chair turning over.
- Do not change your sitting position when you head back, otherwise it might lead to chair turning over.
- Push the seat on both side parallel, to stand up. Do not push only one side.
- After using the shower chair, clean it with dry cloth. Avoid direct contact with corrosive chemical.

### Avis

Avis à l'utilisateur et/ou au patient : tout incident grave survenu en rapport avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre où l'utilisateur et/ou le patient est établi.

### Indications

- Elle est conçue pour les personnes âgées, les patients, les personnes fragiles et les handicapés, comme une chaise de douche.
- Il doit être utilisé à l'intérieur sur une surface plane et lisse.
- Vérifiez régulièrement que tous les écrous et boulons sont bien serrés. Et assurez-vous que les quatre jambes touchent le sol au même niveau.
- Capacité de poids 100kgs.

### Conseils et précautions

- Sauf indication contraire, ne réglez pas, n'assemblez pas et ne démontez pas la chaise de douche avec un utilisateur assis. Ne réglez, montez ou démontez le fauteuil que lorsque celui-ci n'est pas occupé.
- Ne penchez pas votre corps hors de la chaise pour éviter qu'elle ne se renverse.
- Ne changez pas la position assise lorsque vous vous penchez en arrière, sinon le fauteuil risque de se renverser.
- Poussez le siège des deux côtés pour vous lever. Ne pas pousser d'un seul côté.
- Après utilisation, nettoyez le tabouret de douche avec un chiffon sec. Évitez le contact direct avec les produits chimiques corrosifs.

## PORTUGUÊS

### Peças e imagens

1. Parafusos
2. Arruelas
3. Chaves de fendas
4. Apoio
5. Barras para o encosto
6. Lugar
7. Calhas de assento

## ITALIANO

### Pezzi e immagini

1. Viti
2. Rondelle
3. Chiave
4. Schienale
5. Barre per lo schienale
6. Sedile
7. Barre per il sedile

## DEUTSCH

### Stücke und Bilder

1. Schrauben
2. Scheiben
3. Schlüssel
4. Lehne
5. Lehnstangen
6. Sitz
7. Sitzstangen



### Assembleia

1. Abrir o pacote e retirar todas as partes do saco.
2. Colocar as arruelas nos parafusos.
3. Colocar o assento sobre uma cadeira e colocar a parte superior do assento virada para baixo. Colocar as barras dos assentos nas ranhuras e inserir o parafuso curto no buraco no centro onde as duas pernas se intersectam. Fixar o parafuso com a chave de porcas.
4. Para os modelos Olivo ou Marisma, terá de montar o encosto. Cada barra de encosto tem dois orifícios em cada extremidade, cada ponta. Verificar a extremidade com a maior distância entre os furos e colocar esta extremidade sobre as calhas dos bancos e fixar com os parafusos. e fixar com os parafusos.
5. Colocar a cadeira de banho no chão e fixar as barras de encosto ao encosto com os parafusos.

**Nota:** Utilize a chave incluída para fixar os parafusos. Peso máximo suportado: 100 kg.

Cuidados e manutenção: limpar o produto apenas com água e sabão, não utilizar quaisquer produtos químicos. Proteger de condições climáticas adversas.

Destinado a uso doméstico, não utilizar num ambiente húmido ou permanentemente ao ar livre se desejar prolongar a vida útil do produto.

### Montaggio

1. Aprire la confezione e rimuovere tutte le parti dal sacchetto.
2. Inserire le rondelle nelle viti.
3. Posizionare il sedile su una sedia e inserire la parte superiore rivolta verso il basso. Posizionare le barre del sedile nelle scanalature e inserire la vite corta nel foro al centro dove si incrociano entrambe le gambe. Fissare la vite con la chiave.
4. ISe questo è il modello Olivo o Marisma, è necessario montare lo schienale. Ogni barra dello schienale ha due fori in ogni estremità. Controllare l'estremità con una maggiore distanza tra i fori, inserirla sulle barre del sedile e fissare con le viti.
5. Mettere la sedia da bagno per terra e fissare con le viti le barre dello schienale allo schienale.

**Nota:** utilizzare la chiave per stringere le viti. Peso massimo supportato: 100 kg.

Cura e manutenzione: lavare il prodotto solo con acqua e sapone, non utilizzare sostanzzi chimiche. Proteggerlo da condizioni climatiche sfavorevoli.

Destinato ad uso domestico, non usare in ambienti umidi o per tempi prolungati all'esterno se si vuole ampliare la durata del prodotto.

### Aufbau

1. Machen Sie die Packung auf und ziehen Sie alle Stücke aus der Tüte aus.
2. Stellen Sie die Scheiben unter die Schraubenköpfe.
3. Stellen Sie den Sitz auf einen Stuhl und legen Sie die Oberseite nach unten. Legen Sie die Sitzstangen an die Schlitze und legen Sie die kurze Schraube ins Loch in der Mitte, wo sich beide Füße kreuzen. Drehen Sie die Schraube mit dem Schlüssel.
4. Wenn Ihr Stuhl dem Modell Olivo oder Dem Marisma entspricht, müssen Sie die Lehne aufbauen. Jede Lehnspange hat zwei Löcher an jedem Ende. Überprüfen Sie das Ende mit einem größeren Abstand zwischen den Löchern und legen dieses Ende auf die Lehnspangen und sichern Sie mit den Schrauben.
5. Stellen Sie den Toilettenstuhl auf den Boden und fixieren Sie die Lehnspangen an die Lehne mit den Schrauben.

**Hinweis:** benutzen Sie den mitgelieferten Schlüssel, um die Schrauben zu fixieren. Maximal ertragbares Gewicht: 100 kg.

Pflege und Wartung: das Produkt muss nur mit Seife und Wasser gereinigt werden, keine Chemikalien! Schutz vor ungünstigem Wetter. Benutzen Sie das Gerät nur zu Haushaltszwecken. Benutzen Sie das Produkt nicht in feuchter Umgebung oder im Freien zur Verlängerung der Lebensdauer.



### Aviso

Aviso ao utilizador e/ou paciente: qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-membro onde o utilizador e/ou paciente está estabelecido.

### Indicações

- Foi concebida para os idosos, doentes, frágeis e deficientes, como uma cadeira de banho.
- Deve ser utilizado dentro de casa, numa superfície plana e lisa.
- Verificar regularmente se todas as porcas e parafusos estão bem apertados. E certifique-se de que as quatro pernas estão a tocar no chão ao mesmo nível.
- Capacidade de peso de 100kgs.

### Dicas e precauções

- A menos que especificado, não ajustar, montar ou desmontar a cadeira de duche com um utilizador sentado. Só ajustar, montar ou desmontar a cadeira quando a cadeira não estiver ocupada.
- Não incline o seu corpo para fora da cadeira para evitar que a cadeira se incline.
- Não mudar a posição sentada ao inclinar-se para trás, caso contrário a cadeira pode tombar.
- Empurrar o assento de ambos os lados para se levantar. Não empurrar apenas para um lado.
- Após utilização, limpar as banquetas de duche com um pano seco. Evitar o contacto directo com produtos químicos corrosivos.

### Avviso

Avviso all'utente e/o al paziente: qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'utente e/o il paziente.

### Indicazioni

- È progettato per gli anziani, i pazienti, le persone fragili e disabili, come una sedia da doccia.
- Dovrebbe essere usato all'interno su una superficie piana e liscia.
- Controllare regolarmente che tutti i dadi e i bulloni siano ben serrati. E assicuratevi che tutte e quattro le gambe tocchino il pavimento allo stesso livello.
- Capacità di peso 100kgs.

### Consigli e precauzioni

- Se non specificato, non regolare, montare o smontare la sedia da doccia con un utente seduto. Regolare, montare o smontare la sedia solo quando la sedia non è occupata.
- Non spingere il corpo dalla sedia per evitare che la sedia si ribalti.
- Non cambiare la posizione di seduta quando ci si appoggia all'indietro, altrimenti si può causare il ribaltamento della sedia.
- Spingere il sedile da entrambi i lati per alzarsi. Non spingere su un solo lato.
- Dopo l'uso, pulire lo sgabello da doccia con un panno asciutto. Evitare il contatto diretto con sostanze chimiche corrosive.

### Hinweis

Benachrichtigung des Anwenders und/oder des Patienten: Jedes schwerwiegende Vorkommnis im Zusammenhang mit dem Produkt muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, gemeldet werden.

### Indikationen

- Er ist für ältere, kranke, gebrechliche und behinderte Menschen als Duschstuhl konzipiert.
- Es sollte in Innenräumen auf einer flachen, glatten Oberfläche verwendet werden.
- Prüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind. Achten Sie darauf, dass alle vier Beine den Boden auf der gleichen Höhe berühren.
- Gewichtskapazität 100kgs.

### Tipps und Vorsichtsmaßnahmen

- Sofern nicht anders angegeben, darf der Duschstuhl nicht mit einem sitzenden Benutzer eingestellt, montiert oder demontiert werden. Verstellen, montieren oder demontieren Sie den Stuhl nur, wenn er nicht besetzt ist.
- Lehnen Sie sich nicht aus dem Stuhl heraus, um ein Umkippen des Stuhls zu verhindern.
- Ändern Sie nicht die Sitzposition, wenn Sie sich nach hinten lehnen, da der Stuhl sonst umkippen kann.
- Drücken Sie den Sitz von beiden Seiten, um aufzustehen. Drücken Sie nicht nur auf einer Seite.
- Reinigen Sie den Duschhocker nach Gebrauch mit einem trockenen Tuch. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit ätzenden Chemikalien.

## DUTCH

### Onderdelen en afbeeldingen

1. Schroeven
2. Wasmachines
3. Moersleutels
4. Backing
5. Stangen voor de rugleuning
6. Seat
7. Zitting rails

## SVENSKA

### Delar och bilder

1. Skruvar
2. Brickor
3. Skruvmejslar
4. Bakgrund
5. Stänger för ryggstödet
6. Sittplats
7. Sättesräcken

## POLSKI

### Części i obrazy

1. Śruby
2. Podkładki
3. Spanners
4. Backing
5. Pręty do oparcia
6. Siedzenie
7. Szyny do siedzenia



### Montage

1. Open de verpakking en haal alle onderdelen uit de zak.
2. Breng de sluitringen op de schroeven aan.
3. Plaats de zitting op een stoel en leg de bovenkant van de zitting naar beneden. Plaats de zitstangen in de groeven en steek de korte schroef in het gat in het midden waar de twee benen elkaar kruisen. Zet de schroef vast met de steeksleutel.
4. Voor Olivo of Marisma modellen, moet u de rugleuning monteren. Elke stang van de rugleuning heeft twee gaten aan elk uiteinde. Controleer het uiteinde met de grootste afstand tussen de gaten en plaats dit uiteinde over de stoelrails en zet het vast met de schroeven en met de schroeven vastzetten.
5. Plaats de badstoel op de vloer en bevestig de rugleuningstangen aan de rugleuning met de schroeven.

**Opmerking:** Gebruik de bijgeleverde sleutel om de schroeven te bevestigen. Maximaal ondersteund gewicht: 100 kg.  
**Onderhoud en verzorging:** reinig het product alleen met water en zeep, gebruik geen chemicaliën. Beschermen tegen ongunstige weersomstandigheden.  
Bestemd voor huishoudelijk gebruik, niet gebruiken in een vochtige omgeving of permanent buiten indien u de levensduur van het product wenst te verlengen.

### Montering

1. Öppna förpackningen och ta ut alla delar ur påsen.
2. Montera brickorna på skruvarna.
3. Placera sätet på en stol och placera sätets ovansida nedåt. Placera sättesstängerna i spårerna och sätt in den korta skruven i hålet i mitten där de två benen korsar varandra. Sätt fast skruven med skiftnyckeln.
4. För Olivo- och Marisma-modellerna måste du montera ryggstödet. Varje ryggstödsstäng har två hål i varje ände. i vardera änden. Kontrollera den ände som har det största avståndet mellan hålen och placera denna ände över sätteskenorna och fäst den med skruvarna och skruva fast den med skruvarna.
5. Placera badstolen på golvet och fäst ryggstödsstängerna på ryggstödet med skruvarna.

**Obs:** Använd den medföljande skiftnyckeln för att fästa skruvarna. Högsta tillåtna vikt: 100 kg.  
**Skötsel och underhåll:** Rengör produkten endast med tvål och vatten, använd inga kemikalier. Skydda mot ogynnsamma väderförhållanden.  
Avsedd för hushållsbruk, använd inte i en fuktig miljö eller permanent utomhus om du vill förlänga produktens livslängd.

### Montaż

1. Otwórz opakowanie i wyjmij wszystkie części z torby.
2. Załóż podkładki na śruby.
3. Umieść siedzisko na krześle i ustaw górną część siedziska skierowaną w dół. Umieścić pręty siedzenia w rowkach i włożyć krótką śrubę do otworu w środku, gdzie przecinają się dwie nogi. Zabezpieczyć śrubę za pomocą klucza.
4. W przypadku modeli Olivo lub Marisma, oparcie musi być zamontowane. Każdy pręt oparcia posiada dwa otwory na każdym końcu. każdy koniec. Sprawdź, który koniec ma większą odległość między otworami i umieść ten koniec na szynach siedzenia i zabezpieczyć śrubami. i zabezpieczyć śrubami.
5. Położyć krzesło kąpielowe na podłodze i przymocować pręty oparcia do oparcia za pomocą śrub.

**Uwaga:** Do zabezpieczenia śrub należy użyć dołączonego klucza. Maksymalne obciążenie: 100 kg.  
**Pielęgnacja i konserwacja:** produkt należy czyścić wyłącznie wodą z mydłem, nie używać żadnych środków chemicznych. Chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.  
Przeznaczony do użytku domowego, nie używać w wilgotnym środowisku lub na stałe na zewnątrz, jeśli chcesz przedłużyć żywotność produktu.



### Bericht

Kennisgeving aan de gebruiker en/of de patiënt: elk ernstig incident dat zich in verband met het hulpmiddel heeft voorgedaan, moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.

### Indicaties

- Hij is ontworpen voor bejaarden, patiënten, zwakkeren en gehandicapten, als douchestoel.
- Het moet binnenshuis worden gebruikt op een vlakke, gladde ondergrond.
- Controleer regelmatig of alle bouten en moeren goed vastzitten. En zorg ervoor dat alle vier de benen de vloer raken op dezelfde hoogte.
- Gewichtscapaciteit 100kgs.

### Tips en voorzorgsmaatregelen

- Tenzij anders aangegeven, mag de douchestoel niet worden versteld, gemonteerd of gedemonteerd terwijl de gebruiker zit. Verstel, monteer of demonteer de stoel alleen wanneer de stoel niet bezet is.
- Leun niet met uw lichaam uit de stoel om te voorkomen dat de stoel kantelt.
- Verander de zitpositie niet wanneer u achterover leunt, anders kan de stoel omvallen.
- Duw de zitting van beide kanten om op te staan. Duw niet slechts aan één kant.
- Maak de douchekruk na gebruik schoon met een droge doek. Vermijd direct contact met bijtende chemicaliën.

### Meddelande

Meddelande till användaren och/eller patienten: Alla allvarliga incidenter som inträffat i samband med produkten ska rapporteras till tillverkaren och till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad.

### Indikationer

- Den är utformad för äldre, patienter, sköra personer och funktionshindrade som en duschstol.
- Den ska användas inomhus på en plan, slät yta.
- Kontrollera regelbundet att alla muttrar och bultar är ordentligt åtdragna. Se till att alla fyra benen rör golvet på samma nivå.
- Viktkapacitet 100 kg.

### Tips och försiktighetsåtgärder

- Justera, montera eller demontera inte duschstolen med en sittande användare, om inte annat anges. Justera, montera eller demontera stolen endast när stolen inte är upptagen.
- Luta inte ut kroppen ur stolen för att förhindra att stolen välter.
- Ändra inte sittpositionen när du lutar dig bakåt, annars kan stolen tippa över.
- Tryck på sätet från båda sidor för att resa dig upp. Tryck inte på bara en sida.
- Rengör duschpallen med en torr trasa efter användning. Undvik direkt kontakt med frätande kemikalier.

### Ogłoszenie

Powiadomienie użytkownika i/lub pacjenta: o każdym poważnym incydencie, który miał miejsce w związku z wyrobem, należy powiadomić wytwórcę oraz właściwy organ Państwa Członkowskiego, w którym użytkownik i/lub pacjent ma swoją siedzibę.

### Wskazania

- Przeznaczony jest dla osób starszych, pacjentów, osób słabych i niepełnosprawnych, jako krzesło prysznicowe.
- Powinien być używany w pomieszczeniach zamkniętych na płaskiej, gładkiej powierzchni.
- Regularnie sprawdzać, czy wszystkie nakrętki i śruby są dobrze dokręcone. I upewnij się, że wszystkie cztery nogi dotykają podłogi na tym samym poziomie.
- Nośność 100kg.

### Wskazówki i środki ostrożności

- O ile nie określono inaczej, nie wolno regulować, montować ani demontować krzesła prysznicowego z siedzącym użytkownikiem. Regulację, montaż lub demontaż krzesła należy przeprowadzać tylko wtedy, gdy krzesło nie jest zajęte.
- Nie należy wychylać ciała z krzesła, aby zapobiec jego przewróceniu się.
- Nie należy zmieniać pozycji siedzącej podczas odchylania się do tyłu, w przeciwnym razie krzesło może się przewrócić.
- Naciśnij siedzenie z obu stron, aby wstać. Nie należy naciskać tylko z jednej strony.
- Po użyciu należy wyczyścić taboret prysznicowy suchą ściereczką. Unikać bezpośredniego kontaktu z żrącymi chemikaliami.


# BRUGSANVISNING

San Fermin, Bahia, Olivo, Marisma, Acueducto

## DANSK

### Dele og billeder

1. Skruer
2. Vaskemaskiner
3. Spændeskrue
4. Tilbage
5. Stænger til ryglænet
6. Sæde
7. Sædskiner



### Meddelelse

Meddelelse til brugeren og/eller patienten: Enhver alvorlig hændelse, der er sket i forbindelse med udstyret, skal indberettes til fabrikanten og til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.

### Indikationer

- Den er beregnet til ældre, patienter, svage personer og handicappede som en brusestol.
- Den skal bruges indendørs på en plan, glat overflade.
- Kontroller regelmæssigt, at alle møtrikker og bolte er strammet godt til. Og sørg for, at alle fire ben rører gulvet på samme niveau.
- Vægtkapacitet 100 kg.

### Tips og forholdsregler

- Medmindre det er angivet, må brusestolen ikke justeres, samles eller adskilles med en siddende bruger. Juster, saml eller afmonter stolen kun, når stolen ikke er optaget.
- Du må ikke læne kroppen ud af stolen for at forhindre, at stolen vælter.
- Du må ikke ændre siddestilling, når du læner dig bagover, da stolen ellers kan vælte.
- Skub sædet fra begge sider for at rejse dig op. Skub ikke kun på den ene side.
- Efter brug skal du rengøre bruseafføringen med en tør klud. Undgå direkte kontakt med ætsende kemikalier.

### Samling

1. Åbn pakken, og tag alle dele ud af posen.
2. Sæt skiverne på skruerne.
3. Placer sædet på en stol med oversiden nedad. Placer sædestængerne i slidserne, og sæt den korte skrue ind i hullet i midten, hvor de to ben krydser hinanden. Fastgør skruen med skruenøglen.
4. For Olivo- og Marisma-modeller skal du montere ryglænet. Hver ryglænsstang har to huller i hver ende. Kontroller den ende med den største afstand mellem hullerne, og placer denne ende over sædets skinner, og fastgør den med skruerne.
5. Placer bade stolen på gulvet, og fastgør ryglænsstængerne til ryglænet med skruerne.

**Bemærk:** Brug den medfølgende skruenøgle til at fastgøre skruerne. Maksimal vægt: 100 kg.

Pleje og vedligeholdelse: Rengør produktet kun med vand og sæbe, brug ikke kemikalier. Beskytter mod ugunstige vejrforhold. Er beregnet til husholdningsbrug, men må ikke bruges i fugtige omgivelser eller permanent udendørs, hvis du ønsker at forlænge produktets levetid.



- ES** - Lea las instrucciones antes de usar el producto.
- EN** - Please read instructions before use.
- IT** - Leggere le istruzioni prima di usare il prodotto.
- FR** - Lisez les instructions avant d'utiliser le produit.
- PT** - Leia as instruções antes de utilizar o produto.
- DE** - Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, bevor Sie das Produkt verwenden.
- NL** - Lees de instructies voordat u het product gebruikt.
- SWE** - Läs instruktionerna innan du använder produkten.
- PL** - Läs instruktionerna innan du använder produkten.
- DK** - Læs vejledningen, før du bruger produktet.



- ES** - Peso máximo 100 kg
- EN** - Peso máximo 100 kg
- IT** - Peso massimo 100 kg
- FR** - Poids maximum 100 kg
- PT** - Peso máximo 100 kg
- DE** - Maximales Gewicht 100 kg
- NL** - Maximaal gewicht 100 kg
- SWE** - Högst vikt 100 kg
- PL** - Maksymalna waga 100 kg
- DK** - Maksimal vægt 100 kg



Imported by/Importado por: Grupo R. Queraltó S.A.  
Polígono Industrial El Pino, Calle Pino Albar, 24,  
41016, Sevilla (Spain)



Made in P.R.C