


# MANUAL DE INSTRUCCIONES

## CAMILLA DE ALUMINIO DE MASAJES

### CA-01 LIGHT



ES - Este artículo no es un producto sanitario ni está destinado al tratamiento o prevención de enfermedades.

EN - This product is not a medical device. Do not use it for treatment or prevention of disease.

IT - Questo articolo non è un dispositivo medico e non è destinato al trattamento o alla prevenzione delle malattie.

FR - Cet article n'est pas un dispositif médical et n'est pas destiné au traitement ou à la prévention des maladies.

PT - Este artigo não é um dispositivo médico e não se destina ao tratamento ou prevenção de doenças.

DE - Dieses Produkt ist kein Medizinprodukt. Verwenden Sie es nicht zur Behandlung oder Prävention von Krankheiten.

NL - Dit product is geen medisch hulpmiddel. Gebruik het niet voor de behandeling of preventie van ziekten.

SWE -Den här produkten är inte en medicinsk utrustning. Använd den inte för att behandla eller förebygga sjukdomar.

PL -Ten produkt nie jest urządzeniem medycznym. Nie należy go używać do leczenia lub zapobiegania chorobom.

DK - Dette produkt er ikke et medicinsk udstyr. Det må ikke anvendes til behandling eller forebyggelse af sygdomme.

Manual de instrucciones

ES

Instruction manual

EN

Manuel D'Utilisation

FR

Manuale D'Istruzioni

IT

Anweisungen

DE

Instruções

PT

Gebruiksaanwijzing

NL

Bruksanvisning

SW

Instrukcja obsługi

PL

Brugsanvisning

DA

Other languages





## IMPORTANTE

Conserve las instrucciones para futuras consultas. Lea estas instrucciones antes de montar y utilizar este producto. Se requiere el montaje por parte de un adulto.

¡Gracias por elegir esta camilla de aluminio de masajes CA-01 LIGHT! En este manual de instrucciones encontrarás toda la información necesaria para montar, utilizar y mantener este producto.

Antes de comenzar, le recomendamos leer detenidamente este manual de instrucciones para garantizar un uso seguro y óptimo del producto.

## 1. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

<b>NOMBRE</b>	Camilla de aluminio de masajes
<b>MODELO</b>	CA-01 LIGHT
<b>REFERENCIA</b>	M-00061/08-CR

## 2. INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Primero suelte la hebilla. Coloque la camilla de lado y despliéguela.
2. Abra las patas. Deje las inferiores en posición original al empezar a desplegar la camilla.
3. Enderece ambas partes de la camilla.



4. Levante la camilla hasta que las cuatro patas toquen el suelo.

5. Abra el reposacabezas. Inserte las barras del reposacabezas en los agujeros y coloque la almohada.
6. Afloje el asa lateral, ajuste la altura y el ángulo del reposacabezas. Luego presione el asa hacia atrás.
7. Coloque los reposabrazos y compruebe ambos lados de la camilla antes de usarla.

### 3. ALMACENAMIENTO DE LA CAMILLA

1. Coloque la camilla de lado y pliegue completamente las patas.
2. Cierre ambas mitades de la camilla presionando y coloque el bloqueo de cierre.

### 4. ADVERTENCIAS

- La camilla debe plegarse con la ayuda de una persona.
- Revise y apriete todos los tornillos antes de usarla.
- Coloque siempre el producto en una superficie plana y estable. Para evitar que la camilla se desestabilice asegúrese de que todas las patas se encuentran al mismo nivel ya que, en caso contrario, podrían producirse lesiones.
- Asegúrese de que todos los tornillos están bien apretados y de que los cables no están desgastados o deteriorados. Compruebe también que no haya grietas en ninguna parte de la camilla.
- No sobrecargue la camilla, no debe superar el límite de peso recomendado ya que podría causar lesiones graves en el usuario. No coloque los dedos en el hueco de la camilla.
- Para limpiar la cubierta de la camilla no aplique productos a base de alcohol ya que podría causar daños en el material. Emplee un paño húmedo únicamente.

### 5. CONDICIONES DE GARANTÍA

Este producto está cubierto por una garantía de 36 meses contra defectos de fabricación.

¡Gracias por elegir Mobiclinic! Apreciamos su confianza en nuestros productos. Estamos comprometidos en ofrecerle la mejor calidad y servicio.

Sabemos que disfrutará de su nueva CA-01 LIGHT tanto como nosotros disfrutamos creándolo para usted. Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia, no dude en contactarnos en la dirección de correo electrónico: **clientes@mobiclinic.com**.

Estamos aquí para ayudarle.



## IMPORTANT

Keep the instructions for future reference. Read these instructions before assembling and using this product. Adult assembly is required.

Thank you for choosing this aluminium massage table CA-01 LIGHT! In this instruction manual you will find all the information you need to assemble, use and maintain this product.

Before you start, we recommend that you read this instruction manual carefully to ensure safe and optimal use of the product.

## 1. PRODUCT CHARACTERISTICS

<b>NAME</b>	Aluminium massage table
<b>MODEL</b>	CA-01 LIGHT
<b>REFERENCE</b>	M-00061/08-CR

## 2. ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. First loosen the buckle. Place the stretcher on its side and unfold it.
2. Open the legs. Leave the lower legs in their original position when you start to unfold the stretcher.
3. Straighten both parts of the stretcher.



4. Lift the stretcher until all four legs touch the floor.

5. Open the head restraint. Insert the bars of the head restraint into the holes and fit the pillow.
6. Loosen the side handle, adjust the height and angle of the head restraint. Then push the handle back.
7. Attach the armrests and check both sides of the stretcher before use.

### 3. STRETCHER STORAGE

1. Place the stretcher on its side and fold down the legs completely.
2. Close both halves of the stretcher by pressing and locking the locking catch.

### 4. WARNINGS

- The stretcher should be folded with the help of a person.
- Check and tighten all screws before use.
- Always place the product on a flat and stable surface. To prevent the stretcher from destabilising, make sure that all legs are at the same level, otherwise injuries may occur.
- Make sure that all screws are tightened securely and that the cables are not worn or damaged. Also check that there are no cracks anywhere on the stretcher.
- Do not overload the stretcher, it must not exceed the recommended weight limit as this could cause serious injury to the user. Do not place fingers in the recess of the stretcher.
- Do not use alcohol-based products to clean the stretcher cover as this may cause damage to the material. Use a damp cloth only.

### 5. WARRANTY CONDITIONS

This product is covered by a 36 month warranty against manufacturing defects.

Thank you for choosing Mobiclinic! We appreciate your confidence in our products. We are committed to providing you with the best quality and service.

We know you will enjoy your new CA-01 LIGHT as much as we enjoyed creating it for you. If you have any questions or need assistance, please do not hesitate to contact us at the email address below: **clientes@mobiclinic.com**.

We are here to help you.



**ES** - Capacidad máxima del producto 250 kg  
**EN** - Maximum product capacity 551,15 lbs  
**IT** - Capacità massima del prodotto 250 kg  
**FR** - Capacité maximale du produit 250 kg  
**PT** - Capacidade máxima do produto 250 kg  
**DE** - Maximale Produktkapazität 250 kg  
**NL** - Maximale productcapaciteit 250 kg  
**SWE** - Maximal produktkapacitet 250 kg  
**PL** - Maksymalna pojemność produktu 250 kg  
**DK** - Maksimal produktkapacitet 250 kg

Made in P.R.C.



HANGZHOU FIRSTWELL INDUSTRY CO., LTD.  
Room 708, Building 2, Zheshang Caifu Center, 97#  
Gudun Road, Hangzhou, Zhejiang, China  
anny@hzrstwell.com



GRUPO R. QUERALTÓ S.A.  
Polígono Industrial El Pino, Calle Pino Albar, 24, 41016,  
Sevilla (Spain)  
prrc@queralto.com