


Última revisión: 4 de septiembre de 2024  
Last revision: September 4th, 2024

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

## SILLA DE RUEDAS PARA BAÑO

### CALIGULA



Manual de instrucciones **ES**

Instruction manual **EN**

Manuel D'Utilisation **FR**

Manuale D'Istruzioni **IT**

Anweisungen **DE**

Instruções **PT**

Gebruiksaanwijzing **NL**

Bruksanvisning **SW**

Instrukcja obsługi **PL**

Brugsanvisning **DA**



ES - Lea las instrucciones antes de usar el producto.

EN - Please read instructions before use.

FR - Lisez les instructions avant d'utiliser le produit.

IT - Leggere le istruzioni prima di usare il prodotto.

DE - Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, bevor Sie das Produkt verwenden.

PT - Leia as instruções antes de utilizar o produto.

NL - Lees de instructies voordat u het product gebruikt.

SW - Läs instruktionerna innan du använder produkten.

PL - Läs instruktionerna innan du använder produkten.

DA - Læs vejledningen, før du bruger produktet.

MD



Other languages





## IMPORTANTE

Aviso al usuario y/o paciente: cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado Miembro en el que esté establecido el usuario y/o paciente.

¡Muchas gracias por elegir la silla de ruedas para baño Calígula! Este manual de instrucciones está diseñado para guiarle en el uso seguro y eficaz de su nueva silla de ruedas, garantizando su comodidad y seguridad en el baño.

Nuestra silla de ruedas Calígula está diseñada con materiales de alta calidad y durabilidad, ofreciendo estabilidad y facilidad de movimiento en entornos húmedos. Este producto está especialmente pensado para facilitar la higiene personal de personas con movilidad reducida, permitiendo un acceso seguro y cómodo a la ducha o al baño.

Por favor, lea atentamente este manual antes de utilizar la silla de ruedas por primera vez. La correcta comprensión y el uso adecuado de las funciones y características de su silla de ruedas son esenciales para evitar accidentes y maximizar su durabilidad y funcionalidad.

### **Declaración de conformidad con el reglamento (UE) 2017/745:**


Este producto cuenta con la correspondiente Declaración de Conformidad en cumplimiento con el Reglamento (UE) 2017/745.

## **1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:**

### **Descripción general de las características y especificaciones técnicas:**

- Modelo: Calígula
- Referencia: A-00359/29
- Descripción: sillas de ruedas para baño de aluminio
- Carga máxima soportada: 120 kg
- Materiales: estructura de aluminio, asiento, respaldo y reposabrazos de PU.

- Medidas:
  - Ancho del asiento (R1): 460 mm
  - Altura del asiento (desde el suelo hasta el asiento) (R2) : 510 mm
  - Profundidad del asiento: (R3): 400 mm
  - Altura del respaldo (R4): 450-480 mm
  - Largo de la silla (R5): 1030 mm
  - Altura de la silla (R6): 965/990 mm
  - Altura del reposabrazos (medido desde el asiento) (R7): 220-245 mm
  - Anchura de la silla (R8): 630 mm



### Propósitos del producto:

- **Facilitar la higiene personal:** La silla de ruedas para baño permite a las personas con movilidad reducida acceder al baño o la ducha de manera segura y cómoda, facilitando la realización de tareas de higiene personal sin asistencia o con mínima asistencia.
- **Promover la independencia:** Ayuda a las personas a mantener su independencia al permitirles realizar actividades de baño sin necesidad de ayuda constante de cuidadores o familiares. Esto contribuye a una mayor autonomía y autoestima.
- **Garantizar la seguridad:** Diseñada específicamente para entornos húmedos, la silla de ruedas para baño proporciona estabilidad y reduce el riesgo de caídas o resbalones. Sus características antideslizantes y su estructura resistente al agua aseguran un uso seguro en el baño.
- **Facilitar el movimiento en el baño:** Las ruedas y los mecanismos de bloqueo facilitan el movimiento dentro del baño y permiten que la silla se mantenga en su lugar cuando sea necesario. Esto es especialmente útil para transferencias seguras y estables al inodoro o a la ducha.

## 2. INDICACIONES DE USO

Esta silla de ruedas está indicada para personas con:

- Movilidad restringida o limitada (por ejemplo, piernas y/o caderas)
- Problemas de equilibrio para ponerse en pie o caminar debido a discapacidades transitorias permanentes.
- Cuyo peso no exceda los 150 kg.

## 3. CONTRAINDICACIONES

Esta silla de ruedas no está indicada en los siguientes casos:

- Usuarios con heridas abiertas, úlceras o infecciones en las áreas del cuerpo que entrarán en contacto con la silla, lo cual podría empeorar la condición.
- Pacientes cuyo peso excede la capacidad máxima de la silla, lo que podría comprometer la estructura y seguridad del dispositivo.
- Personas que no pueden sentarse erguidas por sí mismas y no pueden ser aseguradas de manera segura en la silla, lo que aumenta el riesgo de caídas.
- Usuarios con problemas respiratorios severos que podrían empeorar en un entorno húmedo o cerrado como el baño.
- Situaciones en las que la silla de ruedas podría ser usada de manera incorrecta, como su uso en superficies inadecuadas o peligrosas fuera del entorno de baño para el que fue diseñada.

## 4. ADVERTENCIA DE SEGURIDAD


- Nunca deje a una persona sin supervisión mientras usa la silla de ruedas en la ducha o baño, especialmente si el usuario tiene movilidad limitada o problemas de equilibrio.
- Utilice la silla de ruedas únicamente para los fines previstos. No la use para transportar objetos pesados ni como un soporte para levantarse o sentarse.
- Siempre active los frenos cuando la silla está en uso estacionario para evitar movimientos inesperados. Verifique regularmente el buen funcionamiento de los frenos.
- Evite realizar movimientos bruscos o inclinaciones extremas mientras esté en la silla de ruedas para prevenir caídas o vuelcos.
- Use sólo piezas de repuesto y accesorios originales para garantizar la compatibilidad y seguridad.
- Siga estrictamente las instrucciones de montaje, pasos y métodos de montaje.
- Antes de usar este producto, por favor, compruebe si todas las piezas están correctamente ensambladas.

- Si encuentra errores mecánicos o funcionamiento anormal del producto, por favor contacte con el equipo técnico.
- El peso del usuario no debe exceder la capacidad máxima de peso.
- Este producto es adecuado para uso en interiores, con funciones de silla con orinal y silla de ruedas.
- Evite la exposición a la luz solar y guárdelo en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Antes de empujar el producto, asegúrese de que los pies del usuario estén colocados en la plataforma para pies.


#### 4. PARTES Y COMPONENTES

Este producto permite la instalación sin herramientas. Por favor, revise la siguiente lista con las partes del producto antes de montarlo.

**(1) Rueda izquierda: 1pc**



**(2) Rueda derecha: 1pc**



**(3) Respaldo: 1pc**



**(4) Tubos conectores: 2pc**



(5) Reposapiés izquierdo: 1pc




(6) Reposapiés derecho: 1pc



(7) Asiento: 1pc




(8) Tapa del asiento: 1pc



(9) Cubo: 1pc



(10) Tornillos reguladores de altura en forma de estrella: 2pc




**(11) Hebilla con forma de C con  
cierre de seguridad: 4pc****5. INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

Pasos a seguir para el montaje:


Prepare las partes (2) x1, (11) x2 y (4) x1.

- Inserte la parte (4) a la parte (2) como muestra la figura número 1, a la par que alinea los orificios laterales de estas dos partes.
- Inserte la parte 11 dentro del agujero y sujetar el cierre de seguridad, como muestra la figura 1. (Prestar atención al detalle E, que indica que presione la hebilla para cerrar evitando que se caiga.)




Prepare las partes (1) x1y (11) x2

- Inserte la parte (1) a la parte (4) como muestra la figura 2, a la par que alinea los orificios laterales de estas dos partes.
- Inserte la parte 11 dentro del agujero y sujetar el cierre de seguridad
- (Nota: la parte (11) dispone de un bloqueo de seguridad para evitar que se salga durante el uso.



Prepare las partes (3) x1 y (10) x2

- Inserte la parte (3) a las boquillas como muestra la figura 3, a la par que alinea los orificios laterales de estas dos partes.
- (Nota: hay dos orificios disponibles al final de la parte 3) que permite ajustar la altura del respaldo y los reposabrazos al mismo tiempo. Por favor, elija la posición correcta en función de la situación del usuario.
- Después de alinear los orificios, sujete las dos partes con la parte (10) como muestra la figura 3. (Prestar atención al detalle F, que indica que las posiciones ajustables en el tubo del respaldo tienen 1 pulgada de separación)



Prepare parte (7)x1 y parte (8) x1.


- Alinee las hebillas en forma de U que se encuentran en la parte inferior de la parte (7) con la estructura.. Presione ambos extremos del asiento para sujetar las hebillas en su lugar.
- Coloque la pieza (8) en la ranura central de la pieza (7)
- Empuje los reposabrazos hacia adelante hasta que encajen en su lugar, como muestra la figura 4.
- (Nota: El reposabrazos se puede levantar fácilmente, lo que resulta conveniente para que los usuarios lo transfieran y lo empujen hacia los escritorios.)






Prepare parte(5) x1 y parte (6) x1

- Alinee la parte (5) con la posición de la boquilla como muestra la figura 5. Insértese desde un lado y gírelo hacia el frente en la dirección de la flecha, hasta fijarlo en el soporte.
- (Nota: El reposapiés puede ser plegable. Mientras sujeta el asa G (atención a la imagen 5), puede girar el reposapiés hacia un lado. Como se muestra en la parte (6), levántela para quitar el reposapiés.




Prepare parte (8) x1.

- Alinee la parte (8) con la ranura y el botón y presionalo en la correcta posición, como muestra la figura 6




Descripción de funciones:


- Está equipado con 4 juegos de ruedas silenciosas universales, con frenos de pie tipo herradura, como se muestra en la figura 7, que se puede empujar y girar fácilmente en un espacio estrecho.



- Hay pedales en ambos lados traseros de la estructura, lo que resulta conveniente para que el cuidador levante la silla con inodoro con el pie y cruce los obstáculos fácilmente.
- El reposabrazos se puede levantar fácilmente, lo cual es conveniente para que los usuarios transfieran y empujen hacia los escritorios, como muestra la imagen 4.
- Reposapiés giratorios y desmontables, como muestra la figura 5, que también son regulables en altura. Nota: como se muestra en la imagen 8, la parte (L) tiene dos posiciones para ajustarse y la parte (K) tiene 7 posiciones para ajustarse. Seleccione la posición adecuada de acuerdo al usuario, y luego el bloqueo con la parte (J)



- Juego de frenos de aluminio; empuje el freno del mango hacia adelante (como se indica en la figura 5)
- Después de quitar la parte (8) y la parte (9), el producto se puede utilizar en un inodoro de tamaño mediano, como se indica en la figura 9.



## 6. INSTRUCCIONES DE USO

### Frenos

- Las ruedas traseras de la silla miden 24 pulgadas y sus llantas de empuje suave, permite al usuario un fácil y ligero movimiento, sintiendo la mano cómoda y fácil para manejar.
- Cuando la palanca de freno de mano se empuja hacia delante, las ruedas traseras se detienen plenamente.
- Para liberar el freno y permitir el paso, la palanca de freno de mano debe echarse hacia atrás para que las ruedas traseras se muevan de nuevo.

### Reposapiés

- Los reposapiés pueden girarse a un lado. Esto hace que sea más fácil para el paciente abandonar la silla de baño por la parte delantera.
- Para conseguirlo basta con girar manualmente hacia un lado el reposapiés con la mano.

### Reposabrazos

- Ambos reposabrazos se pueden levantar, Esto hace que sea más fácil para el paciente abandonar la silla de baño desde el lateral.

## 7. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

### Mantenimiento regular

- Verifique visualmente la silla para detectar cualquier daño, desgaste o partes sueltas antes de cada uso.
- Asegúrese de que las ruedas se muevan libremente y los frenos funcionen correctamente.
- Revise todas las partes móviles, como los reposabrazos, reposapiés y mecanismos de ajuste, para asegurarse de que funcionen sin problemas.

### Limpieza

- Limpie la silla de ruedas después de cada uso en el baño para eliminar residuos de jabón.
- Use un paño húmedo con agua tibia
- Evite el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar los materiales.
- Mensualmente, realice una limpieza más profunda de todas las partes, incluyendo las ruedas y los frenos.

## 8. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- Guarde la silla de ruedas en un lugar seco y limpio cuando no esté en uso para evitar la exposición prolongada a la humedad, que puede causar corrosión.
- Evite almacenar la silla en lugares expuestos a temperaturas extremas o luz solar directa.

## 7. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### Problemas de montaje:

- **Partes Faltantes**
  - Problema: Al abrir el paquete, faltan algunas piezas necesarias para el montaje.
  - Solución: Verifique la lista de piezas en el manual y contacte al fabricante o proveedor para solicitar las piezas faltantes.
- **Dificultad para Ensamblar Componentes:**
  - Problema: Las piezas no encajan correctamente o no se ajustan según las instrucciones.
  - Solución: Asegúrese de que está utilizando las piezas correctas según las instrucciones. Si persiste el problema, revise las ilustraciones del manual y asegúrese de que todas las piezas están orientadas correctamente. Si aún no puede ensamblar la silla, contacte al servicio de atención al cliente.

### Problemas de uso:

- **Ruedas que no giran correctamente**
  - Problema: Las ruedas están bloqueadas o no giran suavemente.
  - Solución: Inspeccione las ruedas para ver si hay obstrucciones como pelo, suciedad o residuos. Limpie las ruedas y lubrique los ejes según sea necesario. Asegúrese de que los frenos no estén activados mientras intenta mover la silla.
- **Frenos que no funcionan:**
  - Problema: Los frenos no se enganchan o no mantienen la silla en su lugar.
  - Solución: Verifique el ajuste de los frenos y asegúrese de que estén correctamente instalados. Limpie cualquier suciedad que pueda estar impidiendo el funcionamiento de los frenos. Si los frenos están desgastados, considere reemplazarlos.

- **Reposapiés y reposabrazos sueltos:**

- Problema: Los reposapiés y reposabrazos están sueltos o no se mantienen en su posición.
- Solución: Asegúrese de que los reposapiés y reposabrazos estén correctamente instalados y ajustados. Apriete cualquier tornillo o perno suelto. Si la pieza sigue sin funcionar correctamente, consulte al fabricante para obtener piezas de repuesto.

- **Asiento o respaldo dañado:**

- Problema: El asiento o respaldo muestra signos de desgaste o daño.
- Solución: Inspeccione regularmente el asiento y respaldo en busca de daños. Si encuentra algún daño significativo, deje de usar la silla hasta que el asiento o respaldo se haya reparado o reemplazado. Contacte al fabricante para obtener piezas de repuesto.

## 8. GARANTÍA Y SERVICIO AL CLIENTE

Este producto está cubierto por una garantía de 36 meses contra defectos de fabricación.

¡Muchas gracias por elegir Mobiclinic! Apreciamos su confianza en nuestros productos. Estamos comprometidos en ofrecerle la mejor calidad y servicio. Sabemos que disfrutará de su nueva Calígula tanto como nosotros disfrutamos creándolo para usted. Si tiene alguna pregunta o necesita asistencia, no dude en contactarnos en el correo electrónico **clientes@mobiclinic.com** Estamos aquí para ayudarle.

**IMPORTANT**

Notice to the user and/or patient: any serious incident that has occurred in relation to the device must be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State where the user and/or patient is established.

Thank you for choosing the Caligula bathing wheelchair! This instruction manual is designed to guide you in the safe and effective use of your new wheelchair, ensuring your comfort and safety in the bathroom.

Our Caligula wheelchair is designed with high quality and durable materials, offering stability and ease of movement in wet environments. This product is specially designed to facilitate personal hygiene for people with reduced mobility, allowing safe and comfortable access to the shower or bath.

Please read this manual carefully before using your wheelchair for the first time. Correct understanding and proper use of the functions and features of your wheelchair are essential to avoid accidents and maximise its durability and functionality.


**Declaration of conformity with Regulation (EU) 2017/745:**

This product has the corresponding Declaration of Conformity in compliance with Regulation (EU) 2017/745.

**1. PRODUCT DESCRIPTION:****General description of the characteristics and technical specifications:**

- Model: Caligula
- Reference: A-00359/29
- Description: Aluminium bath wheelchairs
- Maximum supported load: 120 kg
- Materials: aluminium structure, seat, backrest and armrests in PU.

- Measurements:
  - Seat width (R1): 460 mm
  - Seat height (from the floor to the seat) (R2) : 510 mm
  - Seat depth: (R3): 400 mm
  - Backrest height (R4): 450-480 mm
  - Saddle length (R5): 1030 mm
  - Chair height (R6): 965/990 mm
  - Height of armrest (measured from the seat) (R7): 220-245 mm
  - Saddle width (R8): 630 mm



### Purposes of the product:

- **Facilitating personal hygiene:** The bathing wheelchair enables people with reduced mobility to access the bath or shower safely and comfortably, making it easier to perform personal hygiene tasks without assistance or with minimal assistance.
- **Promoting independence:** Helps people maintain their independence by enabling them to carry out bathing activities without the need for constant help from carers or family members. This contributes to greater autonomy and self-esteem.
- **Ensuring safety:** Designed specifically for wet environments, the bathing wheelchair provides stability and reduces the risk of falling or slipping. Its anti-slip features and water-resistant structure ensure safe use in the bathroom.
- **Ease of movement in the bathroom:** The wheels and locking mechanisms facilitate movement within the bathroom and allow the chair to be held in place when needed. This is especially useful for safe and stable transfers to the toilet or shower.

## 2. INDICATIONS FOR USE

This wheelchair is suitable for people with:

- Restricted or limited mobility (e.g. legs and/or hips)
- Balance problems in standing or walking due to permanent transient disabilities.
- The weight of which does not exceed 150 kg.

## 3. CONTRAINDICATIONS

This wheelchair is not suitable for the following cases:

- Users with open wounds, ulcers or infections on areas of the body that will come into contact with the chair, which could worsen the condition.
- Patients whose weight exceeds the maximum capacity of the chair, which could compromise the structure and safety of the device.
- People who cannot sit upright on their own and cannot be safely secured in the chair, which increases the risk of falls.
- Users with severe respiratory problems that may worsen in a humid or enclosed environment such as a bathroom.
- Situations where the wheelchair could be used incorrectly, such as use on unsuitable or dangerous surfaces outside the bathing environment for which it was designed.

## 4. SAFETY WARNING

- Never leave a person unattended while using the wheelchair in the shower or bath, especially if the user has limited mobility or balance problems.
- Use the wheelchair only for its intended purpose. Do not use it for carrying heavy objects or as a support for standing or sitting.
- Always apply the brakes when the wheelchair is in stationary use to avoid unexpected movements. Regularly check the brakes for proper function.
- Avoid sudden movements or extreme tilting while in the wheelchair to prevent falls or tipping.
- Use only original spare parts and accessories to ensure compatibility and safety.
- Strictly follow the assembly instructions, steps and methods of assembly.
- Before using this product, please check that all parts are correctly assembled.
- If you encounter mechanical errors or abnormal operation of the product, please contact the technical team.




- The user's weight must not exceed the maximum weight capacity.
- This product is suitable for indoor use, with potty chair and wheelchair functions.
- Avoid exposure to sunlight and store in a cool, dry and ventilated place.
- Before pushing the product, ensure that the user's feet are placed on the footplate.


#### 4. PARTS AND COMPONENTS

This product allows installation without tools. Please review the following list of product parts before assembly.

(1) Left wheel: 1pc



(2) Right wheel: 1pc



(3) Backing: 1pc



(4) Connector tubes: 2pc



**(5) Left footrest: 1pc**



**(6) Right footrest: 1pc**



**(7) Seat: 1pc**




**(8) Seat cover: 1pc**




**(9) Bucket: 1pc**



**(10) Star-shaped height adjusting screws: 2pc**






## 5. ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Steps to follow for assembly:

|  |  |
|--|--|
| <p>Prepare parts (2) x1, (11) x2 and (4) x1.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Insert part (4) to part (2) as shown in figure 1, while aligning the side holes of these two parts.</li> <li>• Insert part 11 into the hole and fasten the safety catch, as shown in figure 1. (Pay attention to detail E, which indicates to press the buckle closed to prevent it from falling out)</li> </ul> |  |
| <p>Prepare parts (1) x1 and (11) x2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Insert part (1) to part (4) as shown in figure 2, while aligning the side holes of these two parts.</li> <li>• Insert part 11 into the hole and fasten the safety catch</li> <li>• (Note: part (11) has a safety lock to prevent it from coming off during use.)</li> </ul>   |  |


Prepare parts (3) x1 and (10) x2

- Insert part (3) to the nipples as shown in figure 3, while aligning the side holes of these two parts.
- (Note: there are two holes available at the end of part 3) which allows the height of the backrest and armrests to be adjusted at the same time. Please choose the correct position depending on the user's situation.
- After aligning the holes, fasten the two parts with part (10) as shown in figure 3. (Pay attention to detail F, which indicates that the adjustable positions on the backrest tube are 1 inch apart.)




Prepare part (7)x1 and part (8) x1.

- Align the U-shaped buckles at the bottom of the part (7) with the frame. Press both ends of the seat to secure the buckles in place.
- Place the part (8) in the central groove of the part (7)
- Push the armrests forward until they click into place as shown in figure 4.
- (Note: The armrest can be easily raised, making it convenient for users to transfer and push it onto desks)




Prepare part(5) x1 and part (6) x1

- Align the part (5) with the position of the nozzle as shown in figure 5. Insert from one side and turn it to the front in the direction of the arrow, until it is fixed in the holder.
- (Note: The footrest can be foldable. While holding the handle G (attention to picture 5), you can turn the footrest to one side. As shown in part (6), lift it up to remove the footrest.




Prepare part (8) x1.

- Align the part (8) with the slot and the button and press it in the correct position, as shown in figure 6




Description of functions:


- It is equipped with 4 sets of universal silent castors, with horseshoe foot brakes, as shown in figure 7, which can be easily pushed and turned in a narrow space.



- There are pedals on both rear sides of the frame, which is convenient for the caregiver to lift the commode chair by foot and cross obstacles easily.
- The armrest can be easily raised, which is convenient for users to transfer and push towards the desks, as shown in picture 4.
- Swivelling and removable footrests, as shown in figure 5, which are also height adjustable. Note: As shown in picture 8, part (L) has two positions to be adjusted and part (K) has 7 positions to be adjusted. Select the suitable position according to the user, and then lock with part (J)



- Aluminium brake set; push handle brake forward (as shown in figure 5)
- After removing part (8) and part (9), the product can be used in a medium sized toilet, as shown in figure 9.



## 6. INSTRUCTIONS FOR USE

### Brakes

- The rear wheels of the chair measure 24 inches and its soft push rims allow the user an easy and light movement, feeling comfortable and easy to handle.
- When the handbrake lever is pushed forward, the rear wheels come to a full stop.
- To release the brake and allow passage, the handbrake lever must be pulled back to allow the rear wheels to move again.

### Footrest

- The footrests can be swivelled to the side. This makes it easier for the patient to leave the bathing chair from the front.
- This can be achieved by turning the footrest manually to one side by hand.

### Armrests

- Both armrests can be raised. This makes it easier for the patient to leave the bathing chair from the side.

## 7. MAINTENANCE AND CLEANING

### Regular maintenance

- Visually check the chair for any damage, wear and tear or loose parts before each use.
- Make sure that the wheels move freely and the brakes work properly.
- Check all moving parts, such as armrests, footrests and adjustment mechanisms, to ensure that they operate smoothly.

### Cleaning

- Clean the wheelchair after each use in the bathroom to remove soap residue.
- Use a damp cloth with lukewarm water
- Avoid the use of aggressive chemicals that may damage the materials.
- On a monthly basis, carry out a more thorough cleaning of all parts, including wheels and brakes.

## 8. STORAGE AND TRANSPORT

- Store the wheelchair in a dry, clean place when not in use to avoid prolonged exposure to moisture, which can cause corrosion.
- Avoid storing the chair in locations exposed to extreme temperatures or direct sunlight.

## 7. TROUBLESHOOTING

### Assembly problems:

- **Missing Parts**
  - Problem: When opening the package, some parts required for assembly are missing.
  - Solution: Check the parts list in the manual and contact the manufacturer or supplier to order the missing parts.
- **Difficulty in Assembling Components:**
  - Problem: Parts do not fit correctly or do not fit according to instructions.
  - Solution: Make sure you are using the correct parts according to the instructions. If the problem persists, check the illustrations in the manual and make sure all parts are oriented correctly. If you still cannot assemble the chair, contact customer service.

### Problems of use:

- **Wheels not turning properly**
  - Problem: Wheels are blocked or do not turn smoothly.
  - Solution: Inspect wheels for obstructions such as hair, dirt or debris. Clean the wheels and lubricate the axles as necessary. Make sure the brakes are not applied while attempting to move the wheelchair.
- **Brakes not working:**
  - Problem: Brakes do not engage or hold the wheelchair in place.
  - Solution: Check the brake adjustment and ensure that the brakes are correctly fitted. Clean off any dirt that may be preventing the brakes from working. If the brakes are worn, consider replacing them.



- **Footrests and armrests loose:**

- Problem: Footrests and armrests are loose or not held in position.
- Solution: Ensure that the footrests and armrests are correctly installed and tightened. Tighten any loose screws or bolts. If the part still does not work properly, consult the manufacturer for replacement parts.

- **Damaged seat or backrest:**

- Problem: The seat or backrest shows signs of wear or damage.
- Solution: Regularly inspect the seat and backrest for damage. If significant damage is found, discontinue use of the chair until the seat or backrest has been repaired or replaced. Contact the manufacturer for replacement parts.

## 8. WARRANTY AND CUSTOMER SERVICE

This product is covered by a 36-month warranty against manufacturing defects.

Thank you for choosing Mobiclinic! We appreciate your confidence in our products. We are committed to providing you with the best quality and service. We know you will enjoy your new Caligula as much as we enjoyed creating it for you. If you have any questions or need assistance, please feel free to contact us at [clientes@mobiclinic.com](mailto:clientes@mobiclinic.com). We are here to help you.



**ES** - Peso máximo soportado 120 KG.  
**EN** - Maximum supported weight 264,555 lb.  
**IT** - Peso massimo supportato 120 KG.  
**FR** - Poids maximal supporté 120 KG.  
**PT** - Peso máximo suportado 120 KG.  
**DE** - Maximal unterstütztes Gewicht 120 KG.  
**NL** - Maximaal ondersteund gewicht 120 KG.  
**SW** - Maximal stödvikt 120 KG.  
**PL** - Maksymalna obsługiwana waga 120 KG.  
**DA** - Maksimal understøttet vægt 120 KG.



Made in P.R.C.



XIAMEN NEAQ IMP.& EXP. CO., LTD,  
Add.:#2402 No.510 Canghu DongYiLi Haicang District  
Xiamen Fujian China 361026  
sales06@xmneaq.com



SUNGO EUROPE B.V  
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7.,  
2909VA Capelle aan den IJssel, Netherlands  
ec.rep@sungoglobal.com



GRUPO R. QUERALTÓ S.A.  
Polígono Industrial El Pino, Calle Pino Albar, 24, 41016,  
Sevilla (Spain)  
prrc@queralto.com